

ACT / ProACT™

En minimalt invasiv behandling af inkontinens

ACT™ står for *Adjustable Continence Therapy* eller justerbar kontinensterapi. ACT™ er til kvinder. ACT™ er et implantat med to små silikoneballoner som placeres op ad urinråret under blæren ved et enkelt kirurgisk indgreb. Efter indgrebet justeres ballonerne størrelse efter den enkelte patients behov. Efter justering giver ballonerne en effektiv beskyttelse mod uønsket lækage. ACT™ er en effektiv behandling til kvinder med stressinkontinens hvor andre behandling som bulk-terapi eller slynge-operation ikke er lykkedes.

ProACT™ er det tilsvarende system til mænd. Ballonerne placeres hos mænd bilateralt, i periuretral position under blærehalsen. Hensigten er at genskabe en normal blærefunktion hos patienter med lækage efter radikal prostatectomi. Indgrebet kan med fordel udføres med ultralyd.

ACT / ProACT™ findes i forskellige længder og er en permanent behandling som enkelt kan justeres over tid af den behandlende læge. Behandlingen er fuldstændig reversibel, da ballonerne, via et simpelt indgreb, kan fjernes ved behov. Behandlingen har været i klinisk anvendelse siden 2002 og mere end 10.000 patienter er hidindtil behandlet med ACT / ProACT™.

ACT / ProACT™, styrker og fordele i store træk:

- Latexfrie balloner med titaniumport
- Minimalt invasivt indgreb på ca 30-40 minutter
- Postoperativ justering efter den enkelte patients behov
- Fuldstændig reversibelt behandlingsalternativ
- De kliniske resultater påviser en effektiv behandling hos både mænd og kvinder

