

BBS REVOLUTION™

En enkel og helautomatisk blærescanner

En ny model blærescanner er udviklet af **dBMEDx** til hurtig og enkel måling af blærevolumen. Scanneren har en trådløs probe med et unikt design, som gør, at du ikke behøver at vinkle proben frem og tilbage eller at lede efter blæren. Scannerens hensigt er at give dig en korrekt volumen, uden at skulle arbejde med ultralydsbilleder for at finde blæren.

Scanneren er uovertruffen enkel at anvende. Appliker ca. 30 ml gel på maven, placér proben i gelen, med håndtaget vinkelret på abdomen og tryk på knappen for at måle resturin. Selve målingen og beregningen af urinmængden tager mindre end 3 sekunder.

BBS Revolution™ blærescanner er udstyret med et meget intuitivt program med instruktion til anvenderen, på en touchskærm. Kan leveres med en lille hæve-/sænkbare trolley med kurv på. Scanneren forankres sikkert på trolleyen.

BBS Revolution™ blærescanner tilbyder:

- Trådløs probe med 8 sensorer som måler 180 grader
- Klar og tydelig volumenangivelse
- Nøjagtighed $\pm 12,5\% \pm 12,5$ ml
- Op til 6 timers målinger med fuldt opladet batteri
- Mulighed for at overføre måleresultatet via strejkodelæser

