

DANTEC® CLAVIS™

Kombineret EMG-apparat og strømstimulator

Dantec® Clavis™ er udviklet for at du som neurolog kan injicere neurotoxiner med stor nøjagtighed. Apparatet som er håndholdt og batteridrevet kan måle EMG med meget god lydkvalitet. Der er en indbygget strømstimulator i Dantec® Clavis™ som du skifter til med et enkelt tryk på en knap, når du vil stimulere muskelen. EMG lyden er tydelig med høj kvalitet og den indbyggede strømstimulator justeres enkelt under behandlingen. For øget patientsikkerhed overvåges den elektriske kontakt med patienten under stimulering.

Apparatet er batteridrevet med et 9 volts batteri som er let at skifte. Når Dantec® Clavis™ starter udføres en selvtest, så du ved, at apparatet fungerer korrekt inden behandling.

Dantec® Clavis™ er frembragt af Dantec/Natus, som har 30 års erfaring med at konstruere kliniske EMG udstyr. Sammen med Dantec® Clavis™ tilbyder vi et komplet udbud af injektionsnåle og tilbehør.

Dantec® Clavis™ tilbyder:

- Tydelig EMG lyd af høj kvalitet
- Den indbyggede strømstimulator er enkel at justere under behandlingen
- For øget patientsikkerhed overvåges den elektriske kontakt med patienten under stimulering.
- Håndholdt og batteridrevet med et 9 volts batteri som er enkelt at skifte
- Når Clavis™ starter udføres en selvtest, så du ved, at apparatet fungerer korrekt inden behandling

