

UROMIC QUICKSTEP™

En moderne avanceret urodynamik løsning

Uromic Quickstep™ er et avanceret og multifunktionelt urodynamiksystem med medicinsk panel-PC og vandtæt tastatur. Systemet kan højdejusteres, så du kan finde den ergonomiske arbejds højde, der passer dig bedst, siddende eller stående, og leveres med vandtæt tastatur og mus.

Flowtransduceren overfører data til systemet via en unik, trådløs kommunikationsprotokol (866 MHz). Den er udstyret med et litiumbatteri, som ikke behøver lades og som ved normal drift holder i ca. 2 år. Kateterpulleren er steriliserbar og kateterholderen kan autoklaveres.

Samtlige standard urodynamiske tests kan udføres, såsom flowmåling, fyldningscystometri, tryk/flowmåling, isvandstest, uretratrikprofiler, lækage trykmåling og biofeedback. Systemet kan optage fra 8 forskellige kanaler, f.eks. 1 flow, 1 infunderet volumen, 3 tryk eller lækage og 1-2 EMG kanaler. Alle data gemmes i en Paradox-database, som kan gemme på serveren. Der kan kobles en eller flere analysestationer til analyse og tolkning andetsteds end i undersøgelsesrummet.

UROMIC QUICKSTEP kan udbygges med både integreret ultralyd (B mode, CFM, PD & PW) og videourodynamik, som kan synkroniseres med trykmålingen på skærmen.

Uromic QuickStep™ giver dig følgende fordele:

- Enkelt og intuitivt analyseprogram
- Batteridrevet, trådløs flowtransducer med lang drifttid
- Hæve-/sænkbare arbejdsstation
- Mulighed for udbygning med videourodynamik
- Mulighed for udbygning med ultralyd

